

| Français   |   |
|--|---|
| <p>ORTHOGEN DEVELOPPEMENT utilise des symboles conformes à la norme ISO 15223-1 de surcroit, des symboles nécessaires, mais non répertoriés dans ladite norme ont été ajoutés. Ils peuvent apparaître sur l'emballage / les étiquettes, voire le mode d'emploi s'il y en a un.</p> |   |
|   | Référence Catalogue   |
|   | N° de lot   |
|   | Identifiant Unique du Dispositif  |
|   | Ne pas réutiliser   |
|   | Date de fabrication   |
|   | Fabricant   |
|   | Quantité de produit   |
|   | Identification des dents par notation Palmer  |
|   | <b>ATTENTION - Consulter les précautions d'emploi. Ou consulter les précautions d'emploi électroniques.</b> |
|   | Non stérile   |
|   | Ne pas restériliser   |
|   | Stérilisé par irradiation   |
|   | Conserver à l'abri de la lumière  |
|   | Date limite d'utilisation   |
|   | Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé  |
|   | Représentant Autorisé   |
|   | Contient du latex   |
|   | Contient du nickel chrome   |
|   | Conformité CE pour dispositifs Classe I.  |
|   | Conformité CE pour dispositifs Classe Is, Im, Ir, IIa, IIb, III.  |
|   | A usage professionnel seulement.  |
|   | Distributeur  |

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
|  | <b>Impofiateur</b>                  |
| <b>MD</b>   | <b>Dispositif médical</b>           |
|  | <b>Limite du taux d'humidité</b>    |
|  | <b>Limite de températures</b>       |
| <b>ROTH</b>   | <b>Prescription ROTH</b>            |
| <b>MBT</b>  | <b>Prescription MBT</b>             |
| <b>BIOP</b>   | <b>Prescription bio-progressive</b> |
| <b>NI<br/>REPRIS -<br/>NI<br/>ECHANGE</b>   | <b>Ni repris Ni échangé</b>         |
| <b>A ANG</b>  | <b>Angulation</b>                   |
| <b>T TRQ</b>  | <b>Torque</b>                       |
| <b>DO</b>   | <b>Offset Distal</b>                |
| <b>MO</b>   | <b>Offset Mesial</b>                |